

2011年口腔修复学：ITI种植系统 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/654/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_654285.htm ITI系统是由瑞士波恩大学的保存牙科系以及在瑞士瓦尔登堡的私人所有的施特劳曼研究所在70年代早期共同创建的！ITI系统是由瑞士波恩大学的保存牙科系以及在瑞士瓦尔登堡的私人所有的施特劳曼研究所在70年代早期共同创建的。自从1974年以来，此系统已经成功地得到应用，并且积累了大量的临床文件资料。ITI可以说是非埋植型两段式种植体系统的代表，一期手术后暴露于口腔在非覆盖状态下愈合。勿需二期手术，在骨整合完成后可直接接上基台完成修复。经机械加工的四级钛。由商业纯钛（4级ISO5832/1）制成。与~3级钛相比，氧和铁的含量增加。其机械性能有所改善。由于存在钛浆等离子涂层（TPS）致使骨接触面积增加。所有ITI种植体的表面均有含有显微孔隙的钛浆等离子涂层，刻涂层的表面粗糙度 R_a 20 μ m，厚度约20-30 μ m.该涂层使表面积及骨整合的百分率增加，并使其抗脱位力明显增加。光滑的机加工颈部。ITI的穿龈颈部为杯形，为光滑的机加工表面，设计者认为这有利于颈部软组织的附着及预防牙周软组织的感染。种植体位置的精确和标准化的准备工作可达到初始稳定性。我们应用后也体会到，该系统精确设计的骨预备方式在达到较理想的初期稳定性方面。较其他种植系统容易且可靠。 小编推荐：#0000ff>2011年口腔修复学：活动假牙概述 #0000ff>2011年口腔修复学：活动假牙适应症 #0000ff>2011年口腔修复学：圆锥型套筒冠义齿的制作 特别推荐：#ff0000>2011口腔执业医师考试大纲 #0000ff>考

试时间 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com