

2012年医师实践技能辅导：亲子鉴定样本采集方法 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/655/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E5_8C_BB_c22_655972.htm 亲子鉴定样本采集方法：羊水
样本提取：抽取6毫升羊水样本。口腔采样：轻刮取口腔两侧（颊）皮肤及舌下处，可轻轻的旋转或刮动10次左右后再取出。毛发采集：从头发、睫毛、腋毛等处，拔下至少5根毛发（毛发末端用肉眼可见清晰的毛囊）。血液采集：每人用手指尖皮肤处的血液挤出约3-4滴于纱布（折叠成4层）上不同位置。羊水样本提取 特别提醒！羊水样本必须去正规的医院，并在有丰富经验的注册妇产科医生的建议和帮助下提取。以保正孕妇和胎儿的安全。孕期多少可以抽取取决于医生对于您身体情况的诊断。医生抽取6毫升羊水样本。样本必须尽快鉴定，特别是夏季最好用冰袋冷藏的方式送达。口腔采样 采集DNA非常简单，无痛、安全、卫生，一分钟即可完成
注意：避免用手触及口腔棉签。所有测试人员请先用清水漱口。取样后请尽快邮寄！收集样本的基本卫生条件：清洁的双手，新的口腔棉签（药店出售的单头棉签）、干净的信封。先在干净的封口塑料袋或信封上做好标记，标记样本采集日期、样本身份如：父亲、母亲、孩子等及姓名代号。轻刮取口腔两侧（颊）皮肤及舌下处，可轻轻的旋转或刮动10次左右后再取出。注意：在采集过程中请不要用手触及口腔棉签的棉球部分。请稍用力旋转并刷动以保正获得足够的DNA。我们至少需要五根棉签。采集完成后，须完全风干（否则会发霉），再套回外包装袋中并封口。注意：请不要弄错样本，请保正样本与塑料袋或信封上所标记的人一致。 1、先在

检验口腔棉签的外包装袋空白处，以油性细字笔清晰写下身份代号（如：A父、B母及C子等）；亦可写于一般标签纸上，再粘贴于外包装外。

2、勿触碰到检验口腔棉签之前端（棉球部分）。

3、以口腔棉签轻刮取口腔两侧（颊）皮肤及舌下处，可轻轻的旋转或刮动后再取出。

4、采集完成后置于空气中风干片刻再套回外包装袋中并封口。

毛发采集 注意事项：避免用手触及样本的毛囊！**基本卫生条件：**清洁的双手，洁净信封先在干净的信封上作好标记，标记样本采集日期、样本身份如：父亲、孩子的名字。从头发、睫毛、腋毛等处，拔下至少5根毛发（毛发末端用肉眼可见清晰的毛囊）。**注意：**采集过程中不要用手触及毛发的毛囊部，确认能在毛发末端用肉眼可看见清晰的毛囊。将刚拔下的毛发立刻放入已做好标记的信封内。需检查毛发是否有清晰可见的毛囊。**注意：**请不要用手触及毛发的毛囊部分。请不要装入落在地上的样本，和拔下已经很久的样本。请不要弄错样本，请保证样本与塑料袋上所标记的人身份一致。是不是有病，一定要进行临床诊断：要对生命负责。

血液采集 每人用手指尖皮肤处的血液挤出约3-4滴于纱布（折叠成4层）上不同位置。分别用塑料自封袋或信封包装，并在其表面标明血液的所属人。

相关推荐：

- #0000ff>2011年医师实践技能：结肠炎的诊断
- #0000ff>2011年医师实践技能：腮腺炎的临床诊断
- #0000ff>2011年医师实践技能考试：绿色瘤的临床诊断

特别推荐：

- #0000ff>2011年执业医师考试笔试成绩查询时间

更多信息访问 > > #0000ff>2012年执业医师考试报名时间提醒

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com