

2010年基础护理：无菌包的使用法护士资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_9F_BA_c21_705.htm 无菌包布是用质厚、致密、未脱脂的

棉布制成双层包布。其内可存放器械、敷料以及各种技术操作作用物，经灭菌处理后备用。

1.无菌包的包扎法将物品置于包布中间，内角盖过物品，并翻折一小角，而后折盖左右两角（角尖端向外翻折），盖上外角，系好带子，在包外注明

物品名称和灭菌日期。来源：考试大 2.无菌包的打开法取无菌包时，先查看名称，灭菌日期，是否开启、干燥。将无菌包放在清洁干燥的平面上，解开系带卷放于包布角下，依次

揭左右角，最后揭开内角，注意手不可触及包布内面。用无菌钳取出所需物品，放在已备好的无菌区域内。如包内物品一次未用完，则按原折痕包好，注明开包时间，有效期为24

时。如不慎污染包内物品或被浸湿，则需要重新灭菌来源

：www.examda.com 取小包内全部物品时，可将包托在手上打开。解开系带挽结，一手托住无菌包，另一手依次打开包布

四角翻转塞入托包的手掌心内，准确地将包内物品放入无菌容器或无菌区域内（勿触碰容器口缘），盖好。更多信息请

访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 百考试题执业护士加入收藏 相关推荐：2010年基础护理：无菌持物钳（镊）

的类别和使用法 2010年基础护理：无菌技术的概念和原则 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com