

药物分析之西药分析易炭化物检查法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E8_8D_AF_E7_89_A9_E5_88_86_E6_c23_18224.htm 取内径一致的比色管两支：甲管中加各品种项下规定的对照液5ml；乙管中加硫酸(含H₂SO₄ 94.5 ~ 95.5%)5ml后，分次缓缓加入规定量的供试品，振摇使溶解。除另有规定外，静置15分钟后，将甲乙两管同置白色背景前，平视观察，乙管中所显颜色不得较甲管更深。供试品如为固体，应先研成细粉。如需加热才能溶解时，可取供试品与硫酸混合均匀，加热溶解后，放冷至室温，再移置比色管中。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com