

药物分析之西药分析大分子右旋糖酐检查法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/18/2021\\_2022\\_\\_E8\\_8D\\_AF\\_E7\\_89\\_A9\\_E5\\_88\\_86\\_E6\\_c23\\_18285.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E8_8D_AF_E7_89_A9_E5_88_86_E6_c23_18285.htm) [ ] × A -

$$(A - 10) 2 [ ] =$$

10 式中 [ ] 为收集第一级分溶液的特性粘数； [ ] 为收集第二级分溶液的特性粘数； A 为第一级分溶液含右旋糖酐量相当于总加入量的百分数。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)