

药物分析之西药分析灰屑检查法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E8_8D_AF_E7_89_A9_E5_88_86_E6_c23_18318.htm 取供试品（饮片）50~100g，或取一个最小单位包装，称定重量，分次（除另有规定外）置3号筛内往返筛动2分钟，倾出不能通过3号筛的供试品，合并，称重，计算减失的重量占供试品总量的百分数，即得。每次测定，可取3份样品分别测定，取平均值。测定结果应符合该品种项下的规定。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com