

中药制寄生炮制 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/18/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_88\\_A8\\_E5\\_c23\\_18402.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E5_88_A8_E5_c23_18402.htm) 【来源】本品为桑寄生科植物桑寄生 *Taxillus chinensis* ( DC. ) Danser或槲寄生 *Viscum coloratum* ( Komar . ) Nakai的干燥带叶茎枝。 【炮制方法】一、净制 除去杂质（《药典85》）。二、切制 除去杂质，略洗，润透，切厚片，干燥（《药典85》）。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)