

药物分析辅导：逍遥丸（水丸）含量测定方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E8_8D_AF_E7_89_A9_E5_88_86_E6_c23_18600.htm 逍遥丸处方为：柴胡100g，当归100g，白芍100g，白术（炒）100g，茯苓100g，炙甘草80g，薄荷20g。2005《中国药典》逍遥丸（水丸）含量测定项下：色谱条件与系统适用性试验：以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.1%磷酸溶液（15：85）为流动相；检测波长为230nm。理论板数按芍药苷峰计算应不低于2000。供试品溶液的制备：取本品适量，研细，取约0.4g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入稀乙醇25ml，密塞，称定重量，超声处理（功率250W，频率33kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用稀乙醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com