

中药制猪苓炮制 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E5_88_A8_E5_c23_18605.htm 【来源】本品为多孔菌科真菌猪苓 *Polyporus umbellatus* (Pers.) Fries的干燥菌核。

【炮制方法】一、净制 除去杂质，浸泡，洗净（《药典85》）。二、切制 洗净，润透，切厚片，干燥（《药典85》）。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com