

中药制瓦楞子炮制 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E5_88_A8_E5_c23_18699.htm 【来源】 本品为蚶科动物魁蚶 *Arca inflata* Reeve、泥蚶 *Arcagra-nosa* L. 或毛蚶 *Arca subcrenata* lischke. 的贝壳。 【炮制方法】 一、煅制 洗净（《药典85》）。二、切制 研碎（《药典85》）。三、炮炙 1. 煅制 取净瓦楞子，置无烟的炉火上或置适宜的容器内煅至酥脆，放凉，研碎（《药典85》）。2. 醋淬 用明煅法煅至红透，晾凉研成细粉。或煅至红透，趁红热时每取500g，用醋1500g淬制，不停簸动，使醋淬均匀，晾干后研成细粉（《四川》）。3. 盐淬 取瓦楞子置炭中（约500—600度），煅2小时后取出，与盐水拌匀，研细。每瓦楞子10kg，食盐120g，水适量（《湖北》）。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com