

中药制象牙炮制 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E5_88_A8_E5_c23_18711.htm 【来源】本品为象科动物亚洲象 *Elephas maximus* L.、非洲象 *Elephas africanus* Blumenb.的牙齿。 【炮制方法】 一、净制 除去杂质（《规范》）。 二、切制 研成细粉（《规范》）。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com