

中药制珍珠母炮制 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/18/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_88\\_A8\\_E5\\_c23\\_18722.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E5_88_A8_E5_c23_18722.htm) 【来源】本品为蚌科动物三角帆蚌 *Hyriopsis cumingii* (Lea)、褶纹冠蚌 *Cristaria plicata* (Leach) 的蚌壳或珍珠贝科动物马氏珍珠贝 *Pteria martensii* (Dunker) 等贝壳。【炮制方法】一、净制 除去杂质（《药典85》）。洗净泥沙（《贵州》）。二、切制 捣碎（《药典85》）。碾细，过马尾筛，取细粉备用（《贵州》）。三、炮炙 煅制（1）取净珍珠母，砸成小块，置无烟的炉火上或置适宜的容器内煅至酥脆，取出，放凉，研碎（《药典85》）。（2）原药在铁板上烈火烧2小时，取出放冷（《云南》）。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)