

中药制鱼脑石炮制 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/18/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_88\\_A8\\_E5\\_c23\\_18727.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E5_88_A8_E5_c23_18727.htm) 【来源】本品为石首鱼科动物大黄鱼*Pseudosciaena crocea* ( Rich . ) 或小黄鱼*Pseudosciaena polyactis* Bleeker头骨中的耳石。 【炮制方法】一、净制 除去杂质，洗净（《规范》）。二、炮炙 煅制 取净鱼脑石置适宜容器内，用武火加热，煅至红透，取出放凉（《规范》）。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)