

2011年基础护理：电子血压计测量法 _ 护士资格考试 _ PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/2/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_9F_BA_c21_2308.htm

电子血压计测量法：1.装好电池，2.患者取仰卧或坐位，3.把换能器的标志正确，4.估计，5.按下打气球旁的按钮。【用品】<http://ks.100test.com> 电子血压计、笔、记录本。

电子血压计能正确、迅速显示血压与脉搏。数字显示血压脉搏仪，系将换能器取样后的讯号进行数字处理，直接显示收缩压、舒张压、脉搏3种参数。仪器采用自动减压装置，不需听诊器。【方法】来源：www.examda.com

1.装好电池（注意正负极性），插好讯号插头和打气插头。2.患者取仰卧或坐位，使微音器与心脏处于同一高度，放松前臂，使手臂稍微向内弯曲。3.把换能器的标志正确放于肱动脉处，将袖带缚于上臂。来源：考试大4.先估计被测者血压最高数，在置数键上置上一定的数，然后迅速加压到仪器发出哪哪声为止，即开始减压测量，直至结束。仪器即显示收缩压值及舒张压值。按下Pul键，脉搏次数随即显示。当放松此键时又显示血压值。5.按下打气球旁的按钮，放出气体，取下袖带，予以记录。

【注意点】来源：考试大1.按仪器说明书使用机器。2.测量前患者保持安静，测量时避免仪器震动。3.测量血压时位置要正确，重复测量时休息片刻。袖带缠绕不宜过紧，能插入一指为宜。4.打气要连续，一气呵成，闻“嘟嘟”声后即停。5.仪器勿受阳光直晒，放于干燥、通风环境中。用后取出仪器内电池以防糜烂损坏仪器。更多信息请访问：百考试题护士网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com