

2011年基础护理：一次性输液器针头管的妙用_护士资格考试_PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao_ti2020/2/2021_2022_2011_E5_B9_B4](https://www.100test.com/kao_ti2020/2/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_9F_BA_c21_2619.htm)

[_E5_9F_BA_c21_2619.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/2/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_9F_BA_c21_2619.htm) 一次性输液器针头管的妙用：管径粗细适宜，材料来源经济、简便、易操作。小儿术后尿潴留是术后最常见也是最棘手的问题，患儿大多因全身麻醉排尿反射受抑制，或由切口疼痛引起后尿道反射性痉挛而造成尿潴留。如果患儿得不到及时处理，就会造成膀胱破裂，给患儿造成不必要的损伤，但多数基层医院并无备用的小号导尿管，且取用麻烦，针对此情况我科在多年临床工作中用一次性输液器针头管在紧急情况下代替导尿管，及时导尿，放出尿液，现将方法介绍如下。材料：一次性输液器一具、乳胶手套一双、消毒溶液、无菌导尿包。方法：百考试题论坛

（1）将输液器针头管取下，去除针头备用。（2）按正规导尿程序操作，用针头管代替导尿管。（3）将体外端接于盆内或引流袋连接体外端。优点：（1）管径粗细适宜，患儿不适感降低。（2）材料来源经济、简便、易操作。更多信息请访问：百考试题护士网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com