

中国药典2000版一部：伤湿止痛膏 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/269/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_269764.htm

【摘要】伤湿止痛膏属于2000版一部栏目，主要讲述了中药名称 伤湿止痛膏 拼音名 Shanshi Zhitong Gao 性状 本品为淡黄绿色至淡黄色的片状橡胶膏。 鉴别 (1) 取本品2片，置100ml 圆底烧瓶中，加乙醇50ml，加热回流1小时，取乙醇液，浓缩至约2ml，加5% 硫酸溶液20ml，搅拌，滤过，滤液置分液漏斗中，加氨试液使成碱性，加氯仿20ml，振摇，分取氯仿层，蒸干，残渣加无水乙醇1ml使溶解，浓缩至0.2ml作为供试品溶液。另取硫酸阿托品对照品，加无水乙醇制成每1ml含2mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录 B）试验，吸取上述供试品溶液15 μl、对照品溶液5 μl，分别点于同一以羧甲基纤维素钠为粘合剂的硅胶 G 薄层板上，以氯仿 - 丙酮 - 甲醇 - 氨水(70:10:15:2)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以稀碘化铋钾试液。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。(2) 取本品8片，除去盖衬，剪成小块，置250ml 平底烧瓶中，加水100ml，连接挥发油测定器。自

测定器上端加水使充满刻度部分，并溢流入烧瓶为止，再加醋酸乙酯5ml,加热回流40分钟，将挥发油测定器中的液体移至分液漏斗中，分取醋酸乙酯层，用铺有无水硫酸钠的漏斗滤过，滤液作为供试品溶液。另取樟脑对照品20mg、薄荷脑对照品10mg、冰片对照品10mg与水杨酸甲酯对照品15mg，加醋酸乙酯10ml使溶解，作为对照品溶液。照气相色谱法（附录 E）试验，柱长为2m，以聚乙二醇戊二酸酯为固定液，涂布浓度为2.5%。柱温为75℃。分别取对照品溶液和供试品溶液适量，注入气相色谱仪。供试品应呈现与对照品保留时间相同的色谱峰。

处方 伤湿止痛流浸膏50g 水杨酸甲酯15g 薄荷脑10g 冰片10g 樟脑20g 芸香浸膏12.5g 颠茄流浸膏30g

制法 以上七味，伤湿止痛流浸膏系取生草乌、生川乌、乳香、没药、生马钱子、丁香各1份，肉桂、荆芥、防风、老鹳草、香加皮、积雪草、骨碎补各2份，白芷、山柰、干姜各3份，粉碎成粗粉，用90%乙醇制成相对密度约为1.05的流浸膏；按处方量称取各药，另加3.7~4.0倍重的由橡胶、松香等制成的基质，制成涂料。进行涂膏，切段，盖衬，切成小块，即得。

检查 含膏量 照橡胶膏剂含膏量测定法（附录 Q）测定，用乙醚作溶剂。每100cm²应不少于1.7g。其他应符合橡胶膏剂项下有关的各项规定（附录 Q）。功能与主治 祛风湿，活血止痛。用于风湿关节、肌肉痛，扭伤。用法与用量 外用，贴于患处。注意 孕妇慎用。贮藏 密封。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com