

右旋糖酐-40 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8F\\_B3\\_E6\\_97\\_8B\\_E7\\_B3\\_96\\_E9\\_c22\\_313560.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_8F_B3_E6_97_8B_E7_B3_96_E9_c22_313560.htm) 药品名称右旋糖酐-40  
药物别名低分子右旋糖酐、右旋糖酐40 Low Molecular Dextran  
英文名称Dextran-40#093. 类别抗血小板药物制剂6%右旋糖酐-40葡萄糖注射液：250ml、500ml；6%右旋糖酐-40氯化钠注射液：250ml、500ml；10%右旋糖酐-40葡萄糖注射剂：250ml、500ml；药理毒理本品除可以扩充血容量的作用外，还可以降低血液粘滞性，改善微循环。具有降低血液粘稠度、改善微循环和抗血栓作用。主要通过解除红细胞聚集，降低血小板粘附与聚集，减低血液粘度等作用而改善微循环，同时也具有一定的补充血容量作用，但在体内停留时间不及中分子糖酐长。适应症适用于低容量性休克及血栓栓塞性疾病。不良反应可影响血型的鉴定，可致出血时间延长，偶有过敏反应。每次用量超过1500ml，易引起低蛋白血症。用法用量静滴，每日不超过20ml/kg。抗休克时的滴速以20ml~40ml/min为宜，在15~30min滴入500ml，对冠心病和脑血管栓塞的患者应缓慢静滴，一般用量250ml~500ml/次，每日或隔日1次，7次~14次为一个疗程。注重事项严重的血小板减少和凝血障碍者禁用。充血性心力衰竭和有出血性疾病患者禁用。心、肝、肾功能不全者慎用。有过敏史患者慎用。局部急性炎症病灶使用本品后要引起扩散。故肺结核及脓毒症患者禁用。妊娠C类。1、使用前详加检查，溶液澄明者方可使用。本品应一次用完，不得贮藏再用。2、过敏反应多在输注开始时十分钟内发生，应加强观察，待正常后方可离去。3、输液器械不得与输血用具合用，以免产生沉淀。4、临床

时注重：输注右旋糖酐后要影响血型鉴定及血沉试验。5、如有片状结晶析出，经100℃左右加热溶解后可继续使用。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)