

琥珀酸明胶 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E7\\_90\\_A5\\_E7\\_8F\\_80\\_E9\\_85\\_B8\\_E6\\_c22\\_313574.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E7_90_A5_E7_8F_80_E9_85_B8_E6_c22_313574.htm) 药品名称琥珀酸明胶  
药物别名血安定 英文名称Gelofusine 类别其他造血系统药制剂  
注射液：500ml：20g。适应症低血容量性休克及手术创伤、  
烧伤、感染后的血容量补充，手术前后及手术间稳定血液循  
环、体外循环。不良反应偶见过敏反应。用法用量静注：手  
术中少量出血用500ml～1000ml，在1～3h内输入。低血容量  
性休克用1000ml～1500ml，24h内输注。生命垂危者用500ml  
，5min内加压输注。注重事项有水过多、肾功能衰竭、出血  
素质、肺水肿及对本溶液成分过敏的患者禁用。100Test 下载  
频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)