

喷替酸锝 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/314/2021\\_2022\\_\\_E5\\_96\\_B7\\_E6\\_9B\\_BF\\_E9\\_85\\_B8\\_E9\\_c22\\_314369.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E5_96_B7_E6_9B_BF_E9_85_B8_E9_c22_314369.htm) 药品名称喷替酸锝药物别名<sup>99m</sup>Tc-DTPA 英文名称Technetium #093. Pentetate 类别造影剂分子式成分喷替酸锝[<sup>99m</sup>Tc]适应症肾显像和肾功能测定。用于诊断肾内占位性病变性质，诊断肾动脉狭窄及评价肾脏手术疗效。脑显像，用于脑肿瘤、脑梗死、脑膜下血肿和脑脓肿诊断等。用法用量肾血流及肾动态显像：静脉快速注入370MBq ~ 740MBq(10mCi ~ 20mCi)/次。脑显像：肘静脉弹丸式注射，555MBq ~ 740MBq(15mCi ~ 20mCi)/次。立即连续摄像检查。注重事项本冻干品在4℃条件下可保存6个月。  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)