

弹性印模材 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/314/2021\\_2022\\_\\_E5\\_BC\\_B9\\_E6\\_80\\_A7\\_E5\\_8D\\_B0\\_E6\\_c22\\_314782.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E5_BC_B9_E6_80_A7_E5_8D_B0_E6_c22_314782.htm) 药品名称弹性印模材

类别耳鼻喉科及口腔科用药分子式成分海藻酸钠450g，碳酸钠400g，麝香草脑酚酞液（由麝香草脑10g，酚酞5g，乙醇加至100ml配成）20ml，水加至1000ml适应症用于采取牙模

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)