

2012年基础护理考点：塑料贮血袋输血法-护士资格考试- PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/4/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E5_9F_BA_c21_4079.htm

塑料贮血袋输血法包括：用物，操作方法。

1.用物 基本同密闭式静脉输血法，但以塑料贮血袋代替输血橡皮管一套。

(1) 塑料贮血袋的装置：密闭塑料袋内装有塑料贮血袋（外袋有血型标签），袋的上角有一小孔（挂输液架用），下角有两根塑料管，一根作交叉配血及复查用；另一根作输血用。

(2) 塑料输血器的装置：密闭薄塑料袋内装：粗针头（套有保护帽）、茂菲氏滴管（内有尼龙筛）、滑轮式活塞、接管（套有保护帽），密闭小塑料袋内装9号输血针头。

2.操作方法

(1) 检查贮血袋：导血管密闭状态，如密封不好禁用。如发现血液被污染或加压后有漏血等，切勿使用。

(2) 检查输血器：各部分连接是否紧密。滤滴管衔接情况。滤网有无裂隙，如衔接不良或有裂隙，应立即更换。滤滴管中之滴管如偏向一侧，应用手挤压一下，使滴管位居正中。

(3) 剪开贮血袋外的薄塑料袋，取出贮血袋，穿通上角小孔。

(4) 剪开输血器外的薄塑料袋，取出输血器，取下针头上保护帽，同密闭式静脉输液法，将针头插入生理盐水瓶中，备齐其它用物携至床旁。

(5) 将小塑料袋的一端消毒后，用无菌剪刀剪开；取出针头，套在接管上；按密闭式静脉输液法，先给病人输入生理盐水，待液体滴入通畅后，将贮血袋挂于输液架上，用血管钳夹住胶管根部、消毒套有橡皮管的部分，再从生理盐水瓶上拔出针头，以15度角刺入已消毒的橡皮管处之中点（注意不要用力过猛，以防刺出管外）；然后松开血管钳，调

节输血速度。血液输完时，继续滴入少量生理盐水，使胶管内血液全部输完。（6）其余操作方法与密闭式静脉输血法同。相关推荐：[#0000ff>2012年基础护理考点：夏季上火食疗有独特疗效](#) [#0000ff>2012年基础护理考点：肛裂患者的日常护理](#) [学习技巧：#0000ff>考试常见症状的应对高招](#) [#0000ff>顺利通过护士资格考试的实用技巧](#) 特别推荐：[#0000ff>2012年护士资格考试介绍](#) [#0000ff>执业护士资格考试大纲](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com