

中药雾化透皮法治疗痹病的临床研究 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/453/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E9_9B_BE_E5_c22_453063.htm 【摘要】

目的 研究中药汽疗仪辨证用药雾化透皮外治寒湿阻络证、寒热错杂证、痰瘀阻络证为主的风湿、类风湿、强直性脊柱炎、颈肩腰腿痛的临床疗效及安全性。方法 将376例风湿、类风湿、强直性脊柱炎、颈肩腰腿痛患者随机按3:1比例设立对照；治疗276例依据临床证型分别选用痹复康、 、 号浴剂；对照组100例用食醋、羌活、威灵仙，疗程均为20天，对临床疗效、观察指标、实验室指标进行综合评估。结果 治疗组对风湿、类风湿、强直性脊柱炎、颈肩腰腿痛、寒湿阻络证、寒热错杂证、痰瘀阻络证总有效率分别为98.89%，94.00%，96.15%，94.05%，98.22%，94.84%，95.52%；对照组分别为46.67%，20.00%，13.33%，45.00%，41.46%，10.53%，47.62%，显示中药汽疗仪辨证施药雾化透皮法对四病三证的总有效率均超过90%，对照组总有效率均未能达到50%，两组病证分别相比较，差异有统计学意义（ $P < 0.01$ 或 $P < 0.001$ ）；治疗组在改善临床症状、体征和实验室指标等方面的疗效肯定（ $P < 0.05$ 或 $P < 0.01$ ），研究过程中未发现严重的不良反应。结论 中药汽疗仪辨病辨证用药雾化透皮法是治疗以寒湿阻络证、寒热错杂证、痰瘀阻络证为主的风湿、类风湿、强直性脊柱炎、颈肩腰腿痛等病证有肯定疗效的一种新方法且较安全。 【关键词】 痹证/中药疗法；皮肤吸收；中药离子透入 Transdermal Chinese medicine vapouring in treatment of rheumatoid diseases ZHU Ben-wen , LENG Wen-fei.TCM

Hospital of Dianjiang , Chongqing 408300 , China [Abstract]

Objective To research the therapeutic effect and safety of nebulizer transdermal drug by vapour therapy in dialectical treating on beriberoid disease , rheumatoid , ankylosing spondylitic , pains on neck-shoulder-waist-leg , which were caused by retention of cold-damp in the collaterals , cold-heat complicated syndrome , obstruction of collaterals cold hygrois.

Methods Three hundred and seventy-six cases were randomly divided into two groups. Two hundred and seventy-six cases were treated with Bifukang Balneum , , as the study group , while 100 cases were treated with vinegar and Chinese clematis root as the control group , with a treatment course of 20 days for both groups. Therapeutic effect , observation index and laboratory index were compositively evaluated.

Results The total effective rates for beriberoid disease , rheumatoid , ankylosing spondylitic dialectical , pains on neck-shoulder-waist-leg , retention of cold-damp in the collaterals , cold-heat complicated syndrome , obstruction of collaterals cold hygrois in the study group were 98.89% , 94.00% , 96.15% , 94.05% , 98.22% , 94.84% , 95.52% , while the control group were 46.67% , 20.00% , 13.33% , 45.00% , 41.46% , 10.53% , 47.62%. The total effective rate of the study group was more than 90% while that of the control group was less than 50%. There was great difference in two groups ($P < 0.01$ or $P < 0.001$) 。 The therapeutic effect of the study group on improving clinical symptom , physical sign and laboratory index is confirmed ($P < 0.05$ or $P < 0.01$) and without obvious side effect.

Conclusion The nebuliser

transdermal drug by vapour therapy meter in dialectical treating on beriberoid disease , rheumatoid , ankylosing spondylitic , pains on neck-shoulder-waist-leg , which were caused by retention of cold-damp in the collaterals , cold-heat complicated syndrome , obstruction of collaterals cold hygrosis has preferable therapeutic effect and it ' s a new , safe method. [Key words]

arthromyodynia/traditional Chinese medicine therapeutics

; cutaneous absorption , traditional Chinese medicine

iontophoresis 2004年2月 ~ 2005年12月垫江县中医院采

用HH-QL型华亨牌中药汽疗仪辨病辨证分别选用自拟的痹复康 、 号浴剂 , 雾化透皮法外治痹病 [1] , 包括风湿性关节炎 (风关痛) 、 类风湿性关节炎 (类关炎) 、 强直性脊柱炎 (强脊炎) 、 颈肩腰腿痛等376例 , 分为治疗组276例、对照组100例进行研究 , 现报告如下。 1 资料与方法 1.1 一般资料 276例患者均符合中国中西医结合学会风湿病专委会制定的诊断标准 , 并参照卫生部中医治疗痹病临床研究指导原则 [2] , 结合临床常见的3个证型辨证施药治疗 , 依就诊顺序随机按3 : 1比例分为治疗组和对照组。治疗组276例 , 其中男124例 , 女152例 ; 年龄18 ~ 69岁 , 平均 (43.44 ± 4.82) 岁 ; 病程平均4年6个月 ; 病种 : 风湿关节痛90例 , 类风湿50例 , 强脊炎52例 , 颈肩腰腿痛84例 ; 辨证分型 : 寒湿阻络证112例 , 寒热错杂证97例 , 痰瘀阻络型67例。对照组100例 , 其中男44例 , 女56例 ; 年龄18 ~ 59岁 , 平均年龄 (42.14 ± 3.34) 岁 ; 病程平均3 ~ 9年 ; 病种 : 风湿关节痛30例 , 类风湿20例 , 强脊炎30例 , 颈肩腰腿痛20例 ; 分型 : 寒湿阻络证40例 , 寒热错杂证38例 , 痰瘀阻络证22例。治疗组276例治疗前均经过

其他方法治疗无效而接受本疗法。 1.2 方法 1.2.1 仪器 HH-QL 型中药汽疗仪：生产厂家：江苏无锡华亨实业集团有限公司（苏药械准字2001第2260349号，专利号：ZL97327954964.8和98218369.0）。 1.2.2 药物组成 治疗组根据临床证型选用自拟的痹复康 号浴剂（川乌、草乌、威灵仙、独活、桂枝、秦艽、黄芪、当归、骨碎补、乳香、食醋，每袋300 g，适用于寒湿阻络证）；痹复康 号浴剂（忍冬藤、桑枝、防己、苦参、苍草、川乌、雷公藤、马钱子、接骨木、桂枝、白芍、食醋，每袋320 g，适用于寒热错杂证）；痹复康 号浴剂（天南星、白芥子、半夏、接骨木、丹参、当归、黄芪、马钱子、乳香、续断、食醋，每袋330 g，适用于痰瘀阻络证）。对照组方药为：食醋、羌活、威灵仙，每袋100 g，用于治疗三个证型。 1.2.3 使用方法 治疗组按辨证分型选用痹复康 、 、 号浴剂，将药物置放于中药汽疗仪药物雾化器中并加适量水，关闭器盖；对照组不按证型用药，全部配用食醋、羌活、威灵仙。按电源启动键，使药物达到沸点，产生含药雾化汽体，使治疗舱内温度达到40 ，嘱患者进入雾化舱，头部暴露于治疗舱外，关闭舱门，按体位调节键使患者达到舒适的体位。温度一般控制在40 ~ 45 ，时间每次20 ~ 30 min，每日1次，连续治疗5次休息2天，20天为1个疗程。对照组使用方法相同。 1.2.4 统计学方法 疗效比较用Ridit分析，计数资料比较用 χ^2 检验，计量资料比较用配对t检验。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com