

B型超声对剖宫产术后的观察 PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/473/2021\\_2022\\_B\\_E5\\_9E\\_8B\\_E8\\_B6\\_85\\_E5\\_A3\\_B0\\_c67\\_473571.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/473/2021_2022_B_E5_9E_8B_E8_B6_85_E5_A3_B0_c67_473571.htm) [摘要] 目的：应用床旁B型超声观察剖宫产术后愈合情况。方法：对441例剖宫产术后7 d~9 d子宫大小、宫腔及切口进行观察。结果：术后7 d~9 d宫腔呈带状强回声清晰420例（95.24%），宫腔液性暗区前后垂直厚度在0 cm~1.5 cm者11例（2.49%），厚度>1.5 cm者及宫内有团块者10例（2.27%），按声像图将子宫切口分为4类：Ⅰ类切口稍隆起420例（95.24%）；Ⅱ类切口明显隆起12例（2.72%）；Ⅲ类切口肌壁间血肿形成6例（1.36%）；Ⅳ类切口处形成局限性包块3例（0.07%）。结论：B超在剖宫产术后的应用能及时为临床提供诊断，动态随访观察宫腔及子宫切口变化，对防治剖宫产术后晚期出血等并发症有指导意义。 [关键词] B型超声；剖宫产；子宫

Research of Postcaesarian Section Uterus by Bmode Ultrasound  
Abstract : Objective To investigate the caesarian section healing processes of the uterus.Methods 79 days after caesarian section , the uterus size , cavity and inxision heling in 441 cases were searched by Bmode US beside the bed.Results 420 cases ( 95.24 % ) had linear echo in uterine cavity , 11 cases ( 2.49% ) had thick liquid dark area about 1.5cm and 10 cases ( 2.27% ) more than 1.5 cm left. Uterine healing signs showed 420 cases ( 95.24% ) slight swell , 12 cases ( 2.72% ) obvious swell , 6 cases ( 1.36% ) with hematoma formation and 3 cses ( 0.07% ) local inflammatoy proliferation. Conclusion Bmode ultrasonic technique can tell caesarian section

healing processes and its out come. Key words : Bmode ultrasound ; Caesrian section ; Uterus 我们利用床旁B型超声技术对441例剖宫产术后子宫进行观察，为临床诊断处理提供了可靠的依据。现报道如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料 我院自2003年月1月到2006年月8月住院分娩总数为1 745例，其中剖宫产术441例，年龄在22岁~32岁，平均剖宫产率为25.3%，剖宫产术后7 d~9 d行床旁B超检查并有完整记录。手术方式为子宫下段作横弧形切口。

1.2 仪器 采用美国JE LOGIQ 50便携式实时超声诊断仪，探头为线阵式，频率为3.5 MHz.

1.3 检查方法 适度充盈膀胱，取仰卧位于下腹部涂布藕合剂作纵、横及侧向扫查，切口扫查以纵向为主。记录检查结果及必要时打印记录声像图。

2.结果

2.1 441例剖宫产术后7 d~9 d子宫声像图表现 子宫大小：纵径10.7 cm~16.8 cm，横径7.5 cm~12.9 cm，前后径5.9 cm~8.6 cm.肌壁明显增厚，回声粗糙，减低，宫腔线规整，居中，呈带状强回声。有420例，占95.24%；宫腔底部及子宫下段见液性暗区前后垂直厚度0 cm~1.5 cm者11例，占2.49%.其临床体征不明显，恶露无特殊异常。B超提示后经宫缩剂、生化汤、抗炎等治疗1周后复查，B超见有液性暗区消失，宫腔呈带状高回声；宫腔底部及子宫下段见液性暗区前后垂直厚度>1.5 cm者有5例占1.13%，而液性暗区内散在有片状高回声前后垂直厚度最大为5.6 cm者，均在B超监视下行诊刮术，刮出物均为粘稠紫黑色血液；如宫腔内可见一不规则强回声区者有5例占1.13%。宫腔内可见不规则无回声区或低回声团块，子宫外形增大，复旧不好，宫颈管开放，在B超引导下清宫术，清出物为残留胎膜组织及凝血块。

100Test 下载频道开通，各类考试题目

直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)