

中药药剂学：软膏剂橡皮膏药师资格考试 PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/517/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E8\\_8D\\_AF\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_c23\\_517411.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/517/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E8_8D_AF_E5_c23_517411.htm)

含义 橡皮膏（亦称橡皮硬膏）系指以橡胶为主要基质，与树脂、脂肪或类脂性物质（辅料）和药物混匀后，摊涂于布或其他裱背材料上而制成的一种外用剂型。其组成如下：（1）裱背材料：漂白细布。（2）膏药料：主要由基质（生橡胶）、辅料（填充剂、软化剂）和药物组合成。（3）膏面覆盖物：塑料薄膜、玻璃纸等。橡皮膏所含的成分比较稳定，粘着力强，不经加热可直接粘贴于患部，亦不易产生配伍禁忌，对机体无损害，不污染皮肤和衣服，携带和使用方便，患者乐于应用。

制法 药料的提取：按处方规定的药料和溶剂，根据医疗要求，选用适当的提取方法，将提取液处理和浓缩成膏，试大收集整理适宜稠度的流浸膏状或稠膏状物。 基质的制备：

取生橡胶切成薄片状或条状，投入汽油中，浸渍溶胀后，搅拌使溶，分次加入凡士林、羊毛脂、液状石蜡及松香等，搅拌混匀备用。 调制：取配好的基质浆料，按处方规定的比例加入药料的提取物，充分搅匀，过五号筛，筛滤出的膏料备用。

涂料：将调制好的膏料，放于装好布裱背的涂膏机上进行涂膏。 回收溶剂：涂好膏料的膏布传送进入溶剂回收装置回收，并自动卷成膏布卷。 切割加衬：将膏布卷按规定的规格切割成片状。

"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)