

口腔执业医师 TPS螺纹型种植体口腔执业医师考试 PDF转换  
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/593/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8F\\_A3\\_E8\\_85\\_94\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_c22\\_593261.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/593/2021_2022__E5_8F_A3_E8_85_94_E6_89_A7_E4_c22_593261.htm) TPS种植体由纯钛制成，表面钛浆喷涂。该种植体由瑞士的Ledermann首先提出，属即刻种植体。可用于单个牙缺失的修复亦可用于下颌全口义齿的辅助固位，但不主张用于上颌骨。TPS种植术常需四个种植钉作支架，加弓杆连接。手术时先用机械钻在牙槽骨上钻导向孔，其余操作均考试，大网站收集采用手动工具完成。种植体植入后直接穿龈，不需等待骨愈合便可戴牙。1988年，Ledermann又进行了TPS第二改型，改型后主要特点是将种植体骨组织结合部改为砂磨结构，并增加了种植体的自攻性能，可在骨壁上直接开槽旋入以增加其稳定性。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)