

葡萄球菌聚集试验实践技能考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/643/2021_2022__E8_91_A1_E8_90_84_E7_90_83_E8_c22_643324.htm 「参考值」 玻片法：阴性 试管法：0~2mg/L 「临床意义」 原发及继发性纤维蛋白溶解活性增高者均可出现阳性。冠心病、静脉血栓形成、脑血栓形成、脑溢血、急性及慢性肾小球肾炎、急性及慢性肾功能衰竭、溶血性尿毒症、狼疮性肾炎、肝硬化、急性早幼粒性白血病、晚期妊娠中毒症（尤其子痫），胎盘早期剥离、宫内死胎、肺水肿以及肝、肺、剖腹产等手术后血清中FDP含量会增加，可超过4mg/L，DIC时可大于32mg/L。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com