

检疫指南：出境非食用性动物产品检验 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E6\\_A3\\_80\\_E7\\_96\\_AB\\_E6\\_8C\\_87\\_E5\\_c30\\_645800.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E6_A3_80_E7_96_AB_E6_8C_87_E5_c30_645800.htm) 出境非食用性动物产品检验检疫指南

一、范围：出境非食用性动物产品包括生熟毛皮张、毛皮制品、制革原料皮、革皮、革皮制品、羽绒、羽绒制品、骨胶、骨粒、动物鬃、毛、尾及其制品、动物骨头制作的工艺品等。

二、主要办理程序：报检、实施检验检疫、领取单证。

三、说明：（一）报检业务在检务处报检大厅。出口非食用性动物产品报检时应附的单据包括出口合同、信用证、工厂检验合格单、出口产品包装检验合格单，并填写出境货物报验单。非食用性动物产品中，有一些在检验检疫前必须先经过熏蒸、消毒后再报检。如出口未经加工的生皮、马鬃、马尾等。（二）出口单位应在实施检验检疫前按照合同规定的品名、规格、数量将货物备齐，我们将在您报检后及时与您联系检验检疫事宜。到加工生产企业或存放货物现场检验检疫包括：1. 发货单位按合约要求的数量、规格要求将货物配齐，唛头标识清晰。2. 产品感官检验及内外包装和标识检验。3. 商品品名、规格、数量、重量、包装与单证相符。4. 抽取样品送技术中心检测。理化检测包括出口到欧盟国家的皮毛制品、羽绒制品和皮革制品中五氯苯芬和偶氮染料的含量。出口羽绒制品还要对填充料进行化验，包括含绒量、清洁度、蓬松度、水份、耗氧指数、气味、残脂等项。（三）领取单证在检务处报检大厅。合格的出具检验检疫证书。不合格的出具不合格通知单。

四、办理时限：（一）不需进行实验室检测的货物，从报检到领取单证，

一般需4-9个工作日。（二）需进行实验室常规检测的货物，需另加2-4个工作日。需检测残留项目的一般需另加5-10个工作日。相关推荐：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)