

2011年中药剂学辅导：珍珠母的炮制方法 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_647085.htm 珍珠母的炮制方法：净制，切制，胞炙。珍珠母为蚌科动物三角帆蚌、褶纹冠蚌的蚌壳或珍珠贝科动物马氏珍珠贝等贝壳。一、净制：除去杂质。洗净泥沙。二、切制：捣碎。碾细，过马尾筛，取细粉备用。三、胞炙：炮制来源：考试大（1）取净珍珠母，砸成小块，置无烟的炉火上或置适宜的容器内煨至酥脆，取出，放凉，研碎。（2）原药在铁板上烈火烧2小时，取出放冷。更多信息请访问：[#0000ff>执业药师课程免费试听](#) [#0000ff>执业药师互动交流](#) [#0000ff>执业药师在线测试模拟题](#) [red>百考试题](#) [执业药师加入收藏](#) 特别推荐：[#0000ff>2011年执业药师考试大纲新变化](#) [#0000ff>2011年执业药师考试报名时间](#) [#0000ff>2011年执业药师资格考试时间及科目](#) [#0000ff>2011年执业药师考试大纲](#) 相关推荐：[#0000ff>2011年中药剂学辅导：没药的炮制方法](#) [#0000ff>2011年中药剂学辅导：炮制对药物成分的影响](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com