

2011年执业药师考试药理学综合知识复习要点(60) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_648283.htm 2011年执业药师考试药理学综合知识

复习要点(60)讲述了家庭常用医疗器械的基本知识。 第二节 家庭常用医疗器械的基本知识 (一)卫生材料及敷料 1.医用纱布选购和使用注意事项 (1)首先要看成品的包装标识和产品说明书：成品一般有两种方式，一种是非无菌方式，另一种是无菌方式。要求产品说明书或成品包装上写明是以无菌还是非无菌方式出厂的。(2)无菌方式包装的医用纱布可以直接使用，而以非无菌方式包装的纱布必须经高温高压蒸汽或环氧乙烷等方法消毒后方可使用。(3)对于用无菌方式包装的医用纱布，包装标志中必须写明灭菌有效期、出厂日期或生产批号、包装破损禁用说明或标识、一次性使用说明或禁止再次使用标识。如发现包装破损或超过有效期，则不再选购或使用。(4)购买医用纱布是要看产品的外观。产品应柔软，无臭、无味，色泽纯白，不含有其他纤维和加工物质，在紫外灯光下不应显示强蓝色的荧光。 2.医用棉花的选购和使用注意事项 同医用纱布。 3.医用绷带的分类、用途及选购和使用注意事项 (1)医用绷带的分类：医用绷带分全棉纱布绷带和弹性绷带两种。(2)医用绷带的用途：无论是纱布绷带还是弹性绷带，其用途主要是包扎或固定。 全棉纱布绷带：主要用于医院外科及家庭的体外创口敷药后的包扎、固定。 弹性绷带：主要用于下肢静脉曲张、骨伤科等患者的固位包扎，以改善血液循环，防止肢体肿胀。也能替代手术后的多头腹带，用于人体不同部位的加压包扎或一般创伤包扎。(3)医用

绷带的选购和使用注意事项：一般都以非灭菌医疗产品出售。若使用医用绷带于创口部位时，应考虑与创口隔离使用。

选购医用绷带时要看产品的外观。产品应洁白、无黄斑、无污染、无严重织疵或断丝。4 医用橡皮膏选购注意事项 应选购洁净不渗膏、膏布卷齐平整的橡皮膏。5.创可贴选购和使用注意事项 (1)选购首先要看产品的包装标识和产品说明书。

包装上应有“无菌”字样或图形符号、一次性使用说明或图形符号、包装破损禁用说明或标识。(2)启封后切忌用手接触中间复合垫。(二)一次性使用无菌医疗器械 所谓一次性使用无菌医疗器械，是指在符合规定的洁净厂房内，按一次性使用无菌器械的生产工艺流程要求组织生产、经灭菌消毒后才能销售、使用的产品。本类产品一旦启封就应立即使用，用后也必须销毁以防继续留用。1.一次性使用无菌注射器和注射针 (1)基本质量要求 注射器部分 生物性能：无菌、无热源、无溶血反应、无急性全身毒性。 注射针部分 注射针管：要有良好的刚性、韧性、耐腐蚀性。注射针针座与针管的连接牢固。注射针针尖的锋利度：0.3~0.6规格，刺穿力0.7N。生物性能：无菌、无热原。(2)选购和使用注意事项

：在选购时，首先要看产品包装，单包装上应标有公称容量、无菌、无热原、一次性使用、失效日期的年和月。若附注射针，应注明规格。再观察注射器是否清洁，有无微粒和异物，不得有毛边毛刺、塑流缺损等缺陷，注射器内表面(包括橡胶活塞)不得有明显可见的润滑剂。在使用前，应检查每一单包装是否破裂，如果已经破裂，必须停止使用。用后应立即予以销毁。2.一次性使用输液器 (1)基本质量要求：生物性能无菌、无热原。(2)选购和使用注意事项：选购时首先看产品包

装，单包装上应说明内装物，包括“只能重力输液字样.应标明输液器无菌、无热原、一次性使用、失效日期的年和月.使用说明包括检查包装密封完整性和有关保护套脱落情况的警示，滴管滴出20滴或60滴蒸馏水相当于 $1 \pm 0.1\text{ml}$ ($1 \pm 0.1\text{g}$)的说明.若配静脉针，应注明规格。再观察输液器应清洁无微粒和异物，不得有毛边毛刺、塑流缺损等缺陷。在使用前应检查每一单包装是否破裂，如果已经破裂，应立即停止使用。相关推荐：[2011年执业药师考试药学综合知识复习要点\(59\)](#) [2011年执业药师药学综合知识与技能考试要点](#) 特别推荐：[2011年执业药师备考冲刺专题](#) [2011年执业药师考试时间具体安排](#) [2011年执业药师考试大纲新变化](#) [2011年执业药师考试大纲\(含中药学和西药学\)](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com