

2010年临床医师实践技能心电图操作评分标准 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/650/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_B4\\_c22\\_650898.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/650/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_650898.htm)

1.做好患者思想工作，消除患者顾虑，使患者放松，患者仰卧在检查床上，放好检查体位。10分  
2.接好电源线，并打开电源开关，进行机器预热。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)